

*Soluzioni per l'Ospedale*

**GIEMME**

Italia srls

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE  
Via Aci Castello, 8  
95126 Catania  
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163  
E-mail: [info@giemmeitalia.it](mailto:info@giemmeitalia.it)  
Web: [www.giemmeitalia.it](http://www.giemmeitalia.it)  
P. IVA: 05259990876



## **INSTRU ZYM**

### **Detergente enzimatico per l'endoscopia e la chirurgia**

#### **Tipo di prodotto:**

Detergente enzimatico per la pulizia delicata ed efficace di strumentario medico e di endoscopi rigidi e flessibili. La combinazione di enzimi altamente attiva elimina depositi di sangue, secrezioni, escrementi, detriti organici e resti di tessuto. **INSTRU ZYM** distrugge biopellicole esistenti, che rappresentano una pericolosa base per la moltiplicazione di microrganismi patogeni, e ne impedisce la nuova formazione.

#### **Proprietà del prodotto**

- Pulizia radicale e nello stesso tempo rispettosa del materiale anche di strumentario delicato (per es. in alluminio).
- Una combinazione di enzimi altamente attiva, supportata da speciali tensioattivi e sostanze ausiliarie, garantisce una pulizia radicale e con scarsa formazione di schiuma.
- Deterge molto bene anche con acqua fredda.
- pH neutro.
- Facile biodegradabilità e quindi migliore ecologicità possibile.
- Senza composti complessi.
- Azione rapida automatica.

#### **Principi attivi:**

Combinazione di proteasi e amilasi specifiche in soluzione stabilizzata di alcoli plurivalenti e tensioattivi non anionici nonché sostanze odoranti e conservanti in acqua pulita.

#### **Dati chimico-fisici:**

Liquido di color ambra

Valore pH (concentrato): ca. 7

Densità a 20°C: 1,046 g/cm<sup>3</sup>

Valore pH della soluzione a 1-5%: ca. 7,8

*Soluzioni per l'Ospedale*

**GIEMME**

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: [info@giemmeitalia.it](mailto:info@giemmeitalia.it)

Web: [www.giemmeitalia.it](http://www.giemmeitalia.it)

P. IVA: 05259990876

#### **Campi d'impiego:**

- Endoscopia
- Chirurgia
- Inoltre in tutti i settori medici e dentali (laboratori) dove si richiede una pulizia particolarmente efficace (elevato carico di albumina e sporco)

#### **Impiego:**

Con i sistemi a ricircolo è sufficiente già 0,5-1%. In presenza di sporco resistente e per una pulizia rapida di fibroscopi la concentrazione può essere tranquillamente aumentata fino al 5%.

Ideale da usare all' 1-2% in vasche ad ultrasuoni. L'acqua calda migliora l'azione di **INSTRU ZYM**.

#### **Trattamento manuale di fibroscopi**

Secondo il grado di sporco, aggiungere fino al 5% di **INSTRU ZYM** preferibilmente in acqua calda e immergervi il fibroscopio il più presto possibile dopo l'uso. Poi sciacquare per ca. 2-5 minuti i canali dello strumento e disinfettare per es. con **INSTRU STAR** o **INSTRU PLUS**. Quindi togliere il fibroscopio dalla soluzione e sciacquare a fondo con acqua pulita. Infine sterilizzare o disinfettare.

#### **Trattamento manuale di strumenti chirurgici:**

Secondo il grado di sporco, immergere gli strumenti subito dopo l'uso in una soluzione di **INSTRU ZYM** all'1-5% preferibilmente in acqua calda, facendo attenzione che gli strumenti siano coperti completamente dalla soluzione. Il tempo di azione è di 2-5 minuti. Togliere quindi gli strumenti dalla soluzione e sciacquare a fondo con acqua pulita. Infine disinfettare.

**INSTRU ZYM** non è un preparato pericoloso ai sensi dell'ordinamento relativo alle sostanze pericolose.

In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare accuratamente con abbondante acqua.

Per il trattamento manuale si consiglia di rinnovare la soluzione una volta al giorno.

#### **Forma di fornitura**

In cartone contenente 2 taniche da 5 l cad.

**GIEMME**  
Italia