

PRODOTTO Sistema Rianimazione Manuale Neonatale c/valvola APL

Codice CND: R02010199
Codice RDM: 199541/R

Codice:
038-02-271 Sistema Rianimazione Manuale Neonatale c/valvola APL – Pallone da 0,5 lt



DETTAGLI DI SPECIFICA/MISURA:

- Connettori conici conformi alla ISO 5356 che permettono una connessione universale.
- Connettori 15 mm maschio conico al lato macchina.
- Tubetto antischacciamento da 10mm x 1.6m.
- Adattatore 15F/6-9mm per connessioni a sorgenti alternative di O₂.
- Palloncino reservoir da 0,5 litri.
- Il circuito respiratorio è conforme alla norma with BS EN 12342 Breathing tubes for use with anaesthetic apparatus and ventilators.
- Latex Free.
- Valvola APL. Regolazione massima 40 cm H₂O

MONOUSO: Il circuito respiratorio è un dispositivo monouso, da usare per un singolo paziente per una singola procedura.

DESCRIZIONE / FUNZIONE: Circuito respiratorio con valvola di espirazione, presa gas e pallone reservoir, il tutto adiacente alla maschera facciale per fornire una rapida ossigenazione al paziente in situazioni di emergenza. Il palloncino reservoir si apre da solo garantendo il corretto flusso selezionato verso il paziente

DESIGN/CONSTRUZIONE In plastica leggera con connettori conici universali. La fabbricazione del Mapleson C segue i principi del progetto originale del Professor Mapleson.

MATERIALI: I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo sono:

Raccordi e connettori:	Polipropilene (PP)
Valvola APL:	Polipropilene (PP), Acciaio al Nickel, Silicone & Neoprene
Palloncino Reservoir:	Neoprene
Tubetto 10mm:	Polietilene bassa densità (LDPE)/Etilen-vinilacetato (EVA)
Connettore 15F:	Santoprene

LATEX FREE, privo di lattice

CONFEZIONAMENTO: Dispositivi confezionati ed etichettati singolarmente
La confezione multipla consta di 20 pezzi imballati nel cartone Flexicare esternamente etichettato.

FLEXICARE MEDICAL LTD is an ISO 13485 / CE mark registered company and is registered with the FDA. Certificates and registration numbers are available on request.

SPECIFICHE TECNICHE
REVISIONE: A DATA DI: 10/12/09



Distributore:



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY –
Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento di Air Liquide
Santé International S.A.
Web Site: <http://www.airliquidemedicalsystems.it>