

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876



Caratteristiche NasoSafe

NasoSafe è un innovativo sistema progettato per mantenere la pervietà delle vie aeree attraverso una delle narici. Possono essere utilizzate quando la bocca del paziente non è accessibile a causa di ferite o altre complicanze mediche.

Paziente Comfort

Impugnatura girevole permette il posizionamento delle vie aeree nella posizione più comoda. L'impugnatura di sicurezza può essere ruotata di 360° per posizionare le vie aeree nella posizione più comoda senza bloccare la narice libera. NasoSafe è meglio tollerato dai pazienti rispetto alle vie aeree orofaringee.

Riduzione del rischio di infortunio durante intubazioni

Consiste in un tubo flessibile estruso e di una clip di sicurezza girevole brevettata, inserita all'estremità prossimale. L'estremità della cannula è arrotondata e dotata di bordo smussato ed arrotondato, in modo da aumentare la sicurezza e prevenire il danno alle mucose.

La clip di sicurezza girevole con codice colore:

Ruota per permettere l'inserimento sia nella narice destra che in quella sinistra.

Impedisce alla cannula di entrare completamente nella narice

E' dotata di un codice colore che si appaia alle dimensioni del catetere di suzione che è possibile inserire nel lume.

Dispositivi sterili

Per uso singolo che possono rimanere in situ fino a 29 giorni

GIEMME
Italia