

*Soluzioni per l'Ospedale*

**GIEMME**

Italia srls

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: [info@giemmeitalia.it](mailto:info@giemmeitalia.it)

Web: [www.giemmeitalia.it](http://www.giemmeitalia.it)

P. IVA: 05259990876



## **VENTISEAL TUBI**

### **Caratteristiche tecniche**

Riduzione del rischio di Vocal Lesioni e trachea Necrosi - Un bracciale ottimale volume con distribuzione della pressione ideale e tenuta efficace. Più piccolo bracciale parete sottile riduce le pieghe abrasivi e pieghe. Il materiale ultra-morbido permette delicato conformità alle tracheale contorni.

### **Kink Resistente**

pervietà del tubo Assicura per la sicurezza del paziente, mentre rammollimento alla temperatura corporea per conformarsi alle vie respiratorie del paziente.

### **Profondità Guida**

La guida doppia linea facilita il posizionamento preciso polsino sotto delle corde vocali.

Il diagramma illustra la differenza tra la superficie che è in contatto con la trachea quando si utilizza un tubo VentiSeal risolto e un tubo convenzionale. La lunghezza polsino del tubo endotracheale VentiSeal consente che la pressione sia distribuita su una superficie maggiore minimizzando la pressione esercitata sulla parete tracheale e riducendo il rischio di necrosi parete tracheale.

*GIEMME*  
*Italia*