

1 **PRODOTTO:** VENTIMASK

Codice e descrizione: 037-10-012 Ventimask Set con 6 Valvole Venturi 24%, 28%, 31%, 35%, 40% & 60%

Codice CND R03010202 Maschere tipo Venturi
Codice RDM 187784/R

IMMAGINE:



DETTAGLI DI SPECIFICA / MISURA

- Latex Free
- Realizzato in PVC trasparente e incolore, che permette l'ispezione visiva.
- Maschera con volume elevato (280ml) per minimizzare la diluizione della concentrazione di O₂
- Valvole Venturi conformi alla norma EN ISO 13544-3,
- Le Bocche di Scarico sono dotate di speciale design che migliora il deflusso della CO₂ espirata, previene la variazione della concentrazione di O₂ e assicura una pressione corretta nella maschera.

DESCRIZIONE / FUNZIONE Ventimask è progettata per somministrare una concentrazione di ossigeno fissa al paziente, per l'inalazione via bocca o naso.

Ventimask deve essere utilizzata con le valvole Venturi con codice colore di cui è dotata.

Utilizzabile in ospedale o situazioni di emergenza da personale addestrato.

USO SINGOLO Ventimask è un dispositivo medico per uso singolo, su un singolo paziente per una singola procedura. Si raccomanda un utilizzo consecutivo per non più di 7 giorni, o in accordo alle vigenti politiche ospedaliere di prevenzione delle infezioni.

MATERIALI Maschera facciale - PVC
Fascia - Elastane/Lycra
Valvole Venturi - Polipropilene

COLORE Maschera incolore,

Valvole Venturi con codice colore:

Concentrazione O ₂	Colore	Flusso
24%	Blu	2 Lpm
28%	Bianco	4 Lpm
31%	Arancio	6 Lpm
35%	Giallo	8 Lpm
40%	Rosso	10 Lpm
60%	Verde	15 Lpm

2. **CONFEZIONE:**

DESCRIZIONE. La singola Ventimask è insacchettata in sacchetto sigillato, stampato e etichettato singolarmente.

Flexicare Medical Ltd is an ISO 13485 / CE mark registered company and is registered with the FDA.

Distributore:



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY –
Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento di Air Liquide
Santé International S.A.
Web Site: <http://www.airliquidemedicalsystems.it>