

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876

SCHEMA TECNICA- Pulsossimetro PALM Care



Schermo: 2,8 "LCD TFT a colori

72 ore di TREND

Misurazione della SpO2 e della FC in forma d'onda e numerica

Batteria ricaricabile Li - ion fino a 3 ore di funzionamento

Allarme visivo e acustico con livelli di allarme regolabili

Saturazione: 70 ~ 100 % (1 % steps) \pm 2 %

Frequenza del polso: 30 ~ 300 bpm: \pm 2% o \pm 2 bpm

Alimentazione 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Batteria Li - Ion 3,7 V, 1130 mAh

Mini USB Uscita dati, SpO2, frequenza del polso

Collegamento: USB mini tipo B

Condizioni ambientali Temperatura di funzionamento: 10 ~ 45 ° C

Temperatura di stoccaggio: - 10 ° C ~ 50 ° C

Umidità di funzionamento: 35 ~ 80%

non - condensa

Umidità di immagazzinaggio: 20 ~ 95%

non - condensa

SpO2 Sensore dito clip tra cui,

Extension Cable (2,4 m) opzionale

Dimensioni 165 x 70 x 30 millimetri

Peso netto: ca. 165 g

CND: Z1203020408

RDM: 247184

GIEMME
Italia