



CARATTERISTICHE TECNICHE

Elettrobisturi alta frequenza applicazione monopolare - bipolare

Dispositivo chirurgico alta frequenza

Elettrobisturi moderno e facile da usare

L'utente può scegliere tra 4 modi diversi per il taglio monopolare

La funzione di taglio liscio permette d'ottimizzare l'aggiustamento e la potenza d'uscita.

Nel modo coagulazione, oltre la funzione bipolare, la coagulazione a contatto o la coagulazione a spray (folgorazione) sono disponibili.

A proposito della neutralità, il sistema REM (Remote Electrode Monitor) monitorerà costantemente l'equilibrio dell'approvvigionamento in elettricità e della retro-azione neutrale.

Generatore da 400 watt di potenza

Applicazioni monopolare e bipolare

Alimentatore stabilizzato

Gestito con una tastiera a membrana impermeabile

Controllo bipolare tramite pedale o pinza

Piastra neutrale con controllo di ritorno

Informazioni tecniche:

Potenza massima	400W
Potenza Max taglio(Cut)	400/300Ω
Potenza Max coagulato(blend/II/III)	250/300 Ω-200/300Ω-150/300Ω
Coagulazione a contatto	120/300 Ω
Coagulazione a spray	100/300 Ω
Coagulazione bipolare	99/100 Ω
Frequenza di alimentazione	400KHz
Sorgente di alimentazione	115-230V,50-60Hz
classe di sicurezza	ICF
elettrodo neutro	-F-
Peso	13 Kg
Dimensioni	330x455x150mm

Garanzia 24 mesi