



MONOCLEAN TYPE 17

MONOCLEAN™ TYPE 17 è una spugnetta monouso imbustata singolarmente di facile e pratico utilizzo, grazie al suo gel detergente che libera le sue proprietà igieniche e sanitarie nel momento in cui entra in contatto con l'acqua.

Indicazioni: Per razionalizzare e ridurre i costi di gestione ospedalieri. Elimina i rischi legati alle infezioni crociate tra paziente e paziente e tra paziente e personale infermieristico. Riduce i tempi di intervento, migliorando la qualità di vita del paziente. La particolare morbidezza della spugna ed il gel lavante anallergico a pH 5,5, mantengono l'epidermide nelle migliori condizioni.

Uso: Inumidire la spugnetta con poca acqua, procedere alla detersione del paziente.

Destinazione: In tutti i reparti dove il paziente non autosufficiente ha necessità di igiene.

Controindicazioni: Non usare in caso di allergie ai singoli componenti, evitare il contatto con la parte interna dell'occhio. Non ingerire.

Conservazione e trasporto: In luogo asciutto e a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione a fonti di calore.

Tossicità: Il prodotto non è tossico per l'uso per cui è destinato.

Smaltimento: Smaltire come rifiuto solido urbano

Durata: Se correttamente conservata, ha durata di tre anni dalla data di produzione.

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876

Composizione della spugna

- Poliuretano cm 11,5 x cm 16 x cm 1

Caratteristiche della spugna

- Morbida - Igienica – Antimuffa – Resistente - Facile e pratico utilizzo – Antiallergica

Composizione del detergente

- Lauryl solfato di sodio
- Dietanolamina di cocco
- Licina
- Glicerina
- Acido Citrico
- Kathon
- Profumo
- Eccipiente acquoso

- ❖ Il gel Ph 5,5 mantiene e protegge il manto acido dell'epidermide.
- ❖ ANALLERGICA
- ❖ LATEX FREE

Cartone: 504 spugnette imbustate singolarmente

GIEMME
Italia